

# HMFvh 5501

Perfection

Ihr Liebherr-Vertragshändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin  
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802  
E-Mail: info@cotechlabor.de



|  |   |
|--|---|
| Brutto- / Nettorauminhalt              | 558/355 l   |
| Außenmaße in mm (B/T/H)                | 747/769/1793  |
| Innenmaße in mm (B/T/H)                | 556/460/1460  |
| Energieverbrauch in 365 Tagen          | 171 kWh   |
| Umgebungstemperatur                    | +10 °C bis +35 °C                                       |
| Wärmeabgabe                            | 246   |
| Kältemittel                            | R 600a  |
| Geräusch-Schallleistung                | 49 dB(A)  |
| Frequenz / Spannung                    | 50 Hz / 220-240 V~                                      |
| Kühlsystem                             | dynamisch   |
| Abtauverfahren                         | automatisch   |
| Temperaturbereich                      | +5 °C   |
| Gradient / max. Fluktuation            | 2,8 °C / 2,3 °C   |
| Gehäusematerial/Farbe                  | Stahl / weiß  |
| Türausführung                          | Volltür   |
| Material Innenbehälter                 | Kunststoff weiß   |
| Art der Steuerung                      | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe                         |
| Alarm bei Störung                      | optisch und akustisch                                   |
| Netzausfallalarm                       | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h        |
| Potentialfreier Kontakt                | Ja  |
| Art der Vernetzbarkeit                 | SmartModule   |
| Vernetzungslösung                      | Integriert, entnehmbar                                  |
| Schnittstelle                          | WLAN/LAN  |
| Datenlogger                            | integriert, USB-Schnittstelle                           |
| Innenbeleuchtung                       | LED-Lichtsäule links                                    |
| Anzahl Ablageflächen                   | 1   |
| davon verstellbar                      | 1   |
| Anzahl Schubfächer                     | 7   |
| Material Ablageflächen                 | Roste kunststoffbeschichtet                             |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 556 / 460   |
| Belastbarkeit Ablageflächen            | 50 kg   |
| Maximale Gesamtbeladung                | 300 kg  |
| Rollen                                 | Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten |
| Griff                                  | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik             |
| Art des Schlosses                      | elektronisch, mit Fernbedienung                         |
| Türanschlag                            | rechts wechselbar                                       |
| Brutto-/Nettogewicht                   | 106/100 kg  |
| EAN-Nr.                                | 9005382256411   |