

LCexv 4010



MediLine



Brutto-/Nutzinhalt	361/345 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	601/618/2003
Innenmaße in mm (B/T/H)	
Kühlteil	440/441/1105
Gefrierteil	433/433/597
Energieverbrauch in 365 Tagen	657 kWh
Klimaklasse	7 ¹
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch/statisch
Abtauverfahren	automatisch/manuell
Temperaturbereich	+3°C bis +16°C / -9°C bis -30°C
Gradient *	
Kühlteil/Gefrierteil	4,0°C / 7,9°C
Max. Fluktuation **	
Kühlteil/Gefrierteil	3,9°C / 5,5°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Schubfächer im Gefrierteil	3
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Glas/Glas
Belastbarkeit Ablageflächen	40 kg / 24 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	70 mm
Brutto-/Nettogewicht	92 / 87 kg
EAN-Nr.	9005382237151

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C

* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

** Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.

LIEBHERR