

# LKUv 1610

## MediLine



<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	142/133 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	601/618/820
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	440/435/670
Energieverbrauch in 365 Tagen	273 kWh
Klimaklasse	7 <sup>1</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+3°C bis +16°C
Gradient *	4,3°C
max. Fluktuation **	4,6°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	39 / 37 kg
EAN-Nr.	9005382237694

**1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur:** **SN** von +10°C bis +32°C    **N** von +16°C bis +32°C    **ST** von +16°C bis +38°C    **T** von +16°C bis +43°C  
**3** von +10°C bis +25°C    **4** von +10°C bis +30°C    **5** von +10°C bis +40°C    **7** von +10°C bis +35°C

\* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

\*\* Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.