

SRFvg 5501

Performance

Ihr Liebherr-Vertragshändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestr. 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de

Smart
Monitoring



| | |
|--|---|
| Brutto- / Nettorauminhalt | 558/441 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 747/769/1684 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 606/536/1460 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 250 kWh |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +35 °C |
| Wärmeabgabe | 317 |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schallleistung | 49 dB(A) |
| Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
| Gradient / max. Fluktuation | 3,9 °C / 3,0 °C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
| Türausführung | Volltür |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | Monochrom-Display, Touch-Buttons |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Netzausfallalarm | bei Netzurückkehr |
| Potentialfreier Kontakt | Ja |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Verstellbare Ablageflächen | 5 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 606 / 536 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Maximale Gesamtbeladung | 300 kg |
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
| Fühlerdurchführung | 1 x Ø 10 mm |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Brutto-/Nettogewicht | 87/80 kg |
| EAN-Nr. | 9005382246412 |